

우: 04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 [http://www.kma.org]/전화(02)6350-6536 전송(02)793-8702
의무법제국장 김상구(6573)/ 의무팀장 이은혜(6540)/ 팀원 조시형(6536)/ E-mail: kmamedia@naver.com

문서번호 대의협 제626-11851호

시행일자 2025. 2. 4.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 「개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 카드뉴스」 배포 및 홍보 협조요청(한국의료기기안전정보원)

1. 귀 회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 한국의료기기안전정보원 안전정보팀-46(2025. 1. 17.)

3. 「개인용 체내 연속혈당 측정 시스템」 사용 중 측정값 오류 및 통증, 피부자극, 출혈 등의 부작용 사례가 보고됨에 따라, 한국의료기기안전정보원에서는 제품 설명서 숙지 및 부작용 발생시 신고 등 주의사항을 우리협회로 붙임과 같이 배포해 온바, 이를 전달드리오니 귀 회 소속 산하단체 및 회원에게 널리 안내하여 주시기 바랍니다.

○ 「개인용 체내 연속혈당 측정 시스템」 사용시 주의사항(붙임 참조)

- 가. 제품 설명서 및 사용 부위를 충분히 숙지
- 나. 센서 부착 부위를 청결히 하고 소독 및 건조시킨 상태에서 센서 부착
- 다. 센서 삽입 부위에 발진, 부어오름, 심한 통증 등이 있을 경우 센서 제거 후 신고
- 라. 측정된 혈당 수치가 맞지 않다고 느껴지면, 새로운 센서로 교체
- 마. 제거된 센서는 재사용 금지
- 바. 제조사에서 제시한 센서 소모품 사용기간 준수

※ 붙임

- 1. [공문] 「개인용 체내 연속혈당 측정 시스템 카드뉴스」 배포 및 홍보 협조요청 1부
- 2. 개인용체내연속혈당측정시스템_카드뉴스 1부. 끝.

대한의사협회장

“국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다”



수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장
(각과개원의협의회장), 대한병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공
중보건의를사협의회장, 한국여자의사회장, 대한병원장협의회장